

Nowy Adhese Universal DC już dostępny!



**Mocny w każdej sytuacji.** Adhese Universal DC zapewnia taką samą wysoką wydajność jak Adhese Universal, jednak został wzbogacony o właściwości podwójnego utwardzania. Fakt, że materiał łączący może być światło lub chemoutwardzalny, pozwala na jego zastosowanie w wielu różnych sytuacjach klinicznych. Jednoskładnikowy materiał łączący jest odpowiedni w przypadkach, w których chemoutwardzanie jest wymagane lub pożądane przy cementowaniu uzupełnień pośrednich.

**Razem jeszcze lepiej.** Adhese Universal DC jest przeznaczony do stosowania wraz z Variolink Esthetic DC. Ten silny duet jest zalecany do adhezyjnego cementowania wszystkich materiałów przeznaczonych do wykonywania uzupełnień (np. wkładów koronowo-korzeniowych, opakerowej ceramiki tlenkowej i krzemianowej oraz ceramiki na metalu). W połączeniu z Variolink Esthetic DC, Adhese Universal DC jest używany w trybie samoutwardzania – niezależnie od zastosowanej techniki trawienia tkanek.



Adhese Universal DC jest dostępny w opakowaniach Free Stand® Single Dose wraz z aplikatorami powlekanymi inicjatorem w dwóch rozmiarach:

- Regular – rozmiar standardowy
- Small/Endo – o mniejszych rozmiarach końcówki aplikującej, przeznaczony do aplikacji w kanałach korzeniowych i wszędzie tam gdzie wymagana jest niewielka ilość materiału łączącego.

Przedstawiamy dostępne opakowania:

Opis	Ilość	Nr katalogowy
Refill Single Dose Regular	25x0.1g	687778
Refill Single Dose Small/Endo	25x0.1g	687779